


Инструкция по установке ПО

Data Processing

ООО «Лаборатория
будущего»

Способ 1: Автоматический



dotnet-runtime-8.0.13-win-x64
dotnet-runtime-8.0.13-win-x86
v1_0_cw_dp ← Запуск установки ПО
windowsdesktop-runtime-8.0.13-win-x64
windowsdesktop-runtime-8.0.13-win-x86

Этот способ самый простой. Установщик сам определит, чего не хватает, и предложит установить нужные компоненты.

1. Найдите и запустите файл **v1_0_cw_dp**.
2. Следуйте подсказкам мастера установки.
3. Если на вашем компьютере не хватает системных компонентов, программа автоматически предложит их установить в процессе. Согласитесь с установкой.

Способ 2: Ручная установка(рекомендуется)

Используйте этот метод, если при первом способе возникли ошибки.

1. Сначала установите дополнительные компоненты (Runtime) из папки. Запустите и установите файлы по очереди:
 - **windowsdesktop-runtime-8.0.13...** (выберите версию x64 для 64-битной системы или x86 для 32-битной).
 - **dotnet-runtime-8.0.13...** (аналогично выберите x64 или x86).
2. После успешной установки этих компонентов, запустите основной установочный файл **v1_0_cw_dp**.
3. Завершите установку программы.

